

## INSTRUCCIONES DE USO COMP METAL PRIMER

### » COMP METAL PRIMER

Comp Metal Primer: código 1912020  
Contenido: 5 ml

#### UTILIZACIÓN

Comp Metal Primer sirve como agente de unión entre resinas / composites y metales de todo tipo. Después de desbastar, la superficie a revestir se chorrea con óxido de aluminio (50 µm, 2 bar) y se limpia con vapor o acetona. Inmediatamente después de limpiar la superficie, se aplica una capa delgada de Comp Metal Primer con un pincel y se deja secar durante aprox. 1 min. En caso necesario, puede aplicarse una segunda capa.

#### ALMACENAMIENTO

El material deberá almacenarse a 10 -25 °C. Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso y preservarlo de la acción directa de la luz.

#### CADUCIDAD

La fecha límite de caducidad está impresa sobre la etiqueta de cada frasco.  
No utilizar después de la fecha de caducidad.  
Contenido del frasco: 5 ml

#### GARANTÍA

Las recomendaciones técnicas para el uso, independientemente de su transmisión oral, escrita o de su difusión en el marco de una instrucción práctica, se basan en nuestras propias experiencias y por este motivo únicamente pueden considerarse valores orientativos. Nuestros productos están sometidos a un continuo perfeccionamiento. Por esta razón nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

#### OBSERVACIÓN

Cuando utilice este producto médico para un encargo especial, facilite por favor toda la información indicada arriba al odontólogo responsable del caso. Para elaborar el producto observe las hojas específicas con los datos de seguridad.

#### EFECTOS SECUNDARIOS

Manipulando y utilizando este producto médico correctamente, los efectos secundarios no deseados son extremadamente raros. No obstante, no pueden descartarse de modo general y absoluto las reacciones inmunológicas (p.ej. alergias) o las alteraciones sensoriales locales. Si registrara Ud. efectos secundarios no deseados, rogamos nos lo haga saber – también en casos de duda.

#### CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES

En caso de hipersensibilidad del paciente contra uno de los componentes, deberá interrumpirse el uso de este producto o bien utilizarse únicamente bajo un estricto control del facultativo/odontólogo. A la hora de utilizar el producto, el odontólogo deberá tener en cuenta las reacciones cruzadas o las interacciones conocidas del producto médico con otros materiales ya presentes en boca.

