

INSTRUCCIONES DE USO COMP BONDING

» COMP BONDING

Comp Bonding - código 1912022
Content: 7 ml

UTILIZACIÓN COMO BONDING DE REPARACIÓN EN REVESTIMIENTOS DE COMPOSITE

Los revestimientos a reparar son raspados hasta 2 mm por encima del límite de corrección o de reparación. Aplicar el Comp Bonding con un pincel de cerdas largas y polimerizarlo provisionalmente en un instrumento de luz, para crear una nueva capa de dispersión:

Si la capa con el primer polimerizado de Comp Bonding tiene una superficie blanca, entonces se ha polimerizado en exceso y hay que renovarla. Repetir el paso anterior con un tiempo de polimerización más corto.

A continuación se aplica una capa de la masa de composite y se polimeriza. Deben respetarse las instrucciones del fabricante.

USO COMO AGENTE DE UNIÓN ENTRE EL ARMAZÓN DE PLÁSTICO Y EL COMPOSITE DE REVESTIMIENTO

El Comp Bonding fotopolimerizable es apto para plásticos con base de PMMA y PEEK. Realizar el tratamiento previo en la superficie del material del armazón según las instrucciones del fabricante. Aplicar el Comp Bonding con un pincel de cerdas largas y polimerizarlo provisionalmente en un instrumento de luz, para crear una capa de dispersión.

Si la capa con el primer polimerizado de Comp Bonding tiene una superficie blanca, entonces se ha polimerizado en exceso y hay que renovarla. Repetir el paso anterior con un tiempo de polimerización más corto.

Aplicar el material de composite y polimerizarlo según las instrucciones del fabricante.

COMP BONDING NO ES APTO PARA EL CONDICIONAMIENTO DE ARMAZONES DE METAL, CERÁMICA O DE CIRCONA.

COMPOSICIÓN

MMA, dimetacrilato de uretano, iniciadores, estabilizadores.

ALMACENAMIENTO

Para mantener la estabilidad de almacenamiento el material debería almacenarse a 10-25 °C.

DURACIÓN

La duración máxima está impresa en la etiqueta. No utilizar después de la fecha de caducidad.

GARANTÍA

Nuestras instrucciones de aplicación, tanto si se comunican por vía oral, por escrito o con instrucciones prácticas, se basan en nuestra experiencia propia y solamente se pueden considerar meramente informativas. Nuestros productos están sometidos a perfeccionamiento continuo. Por eso nos reservamos el derecho a cambios.

EFEKTOS SECUNDARIOS

Si se procesa y se aplica correctamente este producto medicinal no se debería producir ningún efecto secundario, o con muy poca frecuencia. Pero no se puede excluir que provoque alguna reacción inmunológica (p. ej. alergias) o pérdida de sensibilidad local. Si usted sabe de alguna reacción secundaria no deseada – también en caso de duda – le rogamos nos lo comunique.

CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES

En caso de sensibilidad del paciente a uno de los componentes de este producto no se podrá utilizar, o solo bajo estricta supervisión del médico / dentista que realiza el tratamiento. Las reacciones cruzadas o las interacciones del producto medicinal con otras sustancias que ya estén en la boca tienen que ser tenidas en cuenta por el dentista cuando emplee este producto.

NOTA

Transmita toda la información mencionada antes al dentista que realiza el tratamiento, si utiliza este producto medicinal para una aplicación especial. Observe las fichas técnicas de seguridad para el procesado.