

# DIA (Dental Impression Alginate)

Alginato libre de polvo con alta estabilidad dimensional y tiempo de fraguado rápido.

## Descripción / Indicaciones

Hidrocoloide irreversible con tiempo de fraguado rápido (Fast Setting). Material de impresión mucostática para modelos de diagnóstico, arcos parcialmente desdentados, prótesis parciales removibles, aparatos de ortodoncia, impresiones preliminares, antagonistas y cubetas individuales.

## Características

Alto poder gelificante, reducción de la sinéresis (perdida de agua)

Creimoso

Tiempo de endurecimiento rápido

Aroma "Tutti frutti"

Libre de polvo

Rápida absorción de polvo / agua

## Ventajas

Estabilidad dimensional superior

No compresivo al tejido blando

Comodidad para el paciente

Bien tolerado incluso por los niños

Polvos tratados para evitar la dispersión de micropartículas

Mezcla rápida y homogénea

REF 3S1000 embalaje estándar

DIA - Dental Impression Alginate Fast Set: 1 bolsa de 453 g

## DATOS TÉCNICOS DIA FAST SET

Proporción de dosificación de polvo/agua	10g/17ml
tiempo de mezcla manual	30 "
Tiempo de procesamiento (ISO 1563)	1 '30 "/ 2 '
Tiempo permanencia en la cavidad bucal	1 '
Tiempo de fraguado	2'30 "

Los tiempos indicados se refieren a la temperatura ambiente estándar y la temperatura del agua a 23°C. Las temperaturas más altas reducen los tiempos indicados, las temperaturas más bajas los alargan.